

2021年11月

お客様各位

株式会社キアゲン

QuantiFERON® TB ゴールド プラス 添付文書改訂のご案内

謹啓 晩秋の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、2021年10月付で QuantiFERON TB ゴールド プラス (Cat. no. 622127) の添付文書の改訂を行いますので、その変更内容につきましてご案内申し上げます。お客様におかれましては、添付文書を再度ご熟読の上ご使用いただけますようお願い申し上げます。新しい添付文書は下記ウェブサイトよりご確認ください。ご不明な点がございましたら、弊社テクニカルサポートへお問い合わせください (Tel: 03-6890-7300、E-mail: techservice-jp@qiagen.com)。

今後ともより一層のご高配を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

- **該当製品**

QuantiFERON TB ゴールド プラス (Cat. no. 622127)
(体外診断用医薬品、製造販売承認番号：23000EZX00004000)

- **主な変更点 (下線は変更部分)**

ヘパリンリチウム真空採血管をヘパリン真空採血管に記載変更：

真空採血管はヘパリンリチウムまたはヘパリンナトリウム採血管を使用すること。

(ヘパリンリチウム真空採血管に加えて、ヘパリンナトリウム真空採血管も利用可能になります。なお、製品自体には変更はありません。)

- **変更後の添付文書版番号**

第3版 (2021年10月改訂)

- **変更後の同梱開始ロット**

開始ロット：469302101

- **変更後の添付文書ダウンロード URL**

<https://www.quantiferon.com/jp>

以上